



Dentálny film

pre intraorálnu rentgenografiu



Charakteristika:

SKYDENT F je vysoko kvalitný obojstranný radiodiagnostický film vysokej citlivosti (ISO trieda F) s vysokým kontrastom, nízkou zrnitosťou a vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou. Vyššia citlivosť umožňuje znížiť dávky RTG žiarenia až o 50% v porovnaní s triedou D a o 25% v porovnaní s triedou E.

Film je určený len pre použitie v dentálnej radiografickej diagnostike pre intraorálne snímkovanie.



Skydent a.s.
Hlavná 21, 951 85 Skýcov
Slovenská republika

telefón / fax:
+421 (0)37 642 4899

email, web:
skydent@skydent.sk
www.skydent.sk

SKYDENT **F**