

SKYDENT

Dentálny film

pre intraorálnu rentgenografiu.

Charakteristika:

SKYDENT D je vysoko kvalitný obojstranný radiodiagnostický film strednej citlivosti (ISO trieda D) s vysokým kontrastom, nízkou zrnitosťou a vynikajúcou rozlišovacou schopnosťou.

Film je určený iba pre použitie v dentálnej radiografickej diagnostike pre intraorálne snímkovanie.



Skydent a.s.
Hlavná 21, 951 85 Skýcov
Slovenská republika

telefón / fax:
+421 (0)37 642 4899

email, web:
skydent@skydent.sk
www.skydent.sk